

## 1105498 - Attelle de plâtre prêt-a-l'emploi Dynacast® Prelude SL - 15 cm x 4,6 m - 1 pc



### Déscription

Attelle plâtrée synthétique prête à l'emploi en fibre de verre, avec rembourrage en feutre des deux côtés. Convient pour l'immobilisation des fractures, le traitement des douleurs des tissus mous et des articulations ou en combinaison avec un bandage de fixation. L'attelle est facile à utiliser et a un temps de prise rapide.

### Spécifications

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Marque                    | BSN                          |
| Composition               | Fibre en verre               |
| sku                       | 1105498                      |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Taille                    | 15 cm x 4,6 m                |
| Type d'emballage          | Pièce                        |