

## 1572321 - Housse en coton/polyester pour coussin Relax "pillow" - gitane lined - 1 pc



### Déscription

Afin de garantir une hygiène optimale et une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de mettre une taie d'oreiller sur l'oreiller.

De légères différences de couleur sont possibles.

La housse en tissu éponge est lavable à 85°C, toutes les autres taies d'oreiller sont lavables à 60°C.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>sku</b>	1572321
<b>Couleur housse</b>	Gitane ligné
<b>Lavable</b>	60 °C
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Matériel</b>	Coton/polyester
<b>Type d'emballage</b>	Pièce