

1102302 - Surecan® - aiguilles à ailettes - Y-site - guide 20 cm avec clamp - 22G x 25 mm - gris - 1 x 15 pcs



Déscription

Les aiguilles à ailettes Surecan® pour port d'accès non carottier avec ailettes flexibles sont indiquées pour la perfusion à long terme. La conception en biseau permet une pénétration facile de l'aiguille dans le septum, tout en empêchant le carottage et en facilitant la fermeture du septum après le retrait de l'aiguille.

- Utilisation pour une perfusion prolongée
- Les ailes de fixation flexibles facilitent la perforation et la fixation
- Ligne d'extension sans PVC avec pince
- Longueur du tube de la canule au connecteur : 200 +/- 10 mm
- Pièce en Y en option d'injection
- Stérile

Spécifications

Marque	Braun
Stérile	Oui
Longueur de l'aiguille	25 mm
Diamètre aiguille	0.7 mm
Mécanisme de sécurité	Non
sku	1102302
Produits similaires	Oui
Couleur	Gris
Dimensions	22G x 25 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce