

1009614 - Mesoft® pansements fendus 40g/m² - 4 couches - 10 x 10 cm - stérile - 130 pcs



Déscription

La compresse fendue de Mölnlycke est utilisée pour le nettoyage et la protection des plaies et pour l'absorption des exsudats lorsqu'elle est utilisée comme pansement secondaire.

Mesoft® de Mölnlycke, non sensibilisant et non toxique, offre une protection contre les traumatismes externes tout en absorbant l'exsudat de la plaie.

Spécifications

Marque	Mölnlycke
Composition	Non-tissé
Stérile	Non
sku	1009614
Couches	4 couches
Poids	40g/m ²
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	10 x 10 cm
Type d'emballage	Boîte