

## 1012716 - Agani™ aiguilles - 20G x 1,5" - jaune - 100 pcs



### Déscription

Les aiguilles Agani™ de Terumo ont une pointe d'aiguille formée avec précision avec un revêtement en silicone.

La pointe acérée facilite la pénétration de la peau et contribue à minimiser les traumatismes. Le revêtement en silicone offre des propriétés de glissement et permet une insertion en douceur. Le diamètre de l'aiguille peut être identifié grâce au code couleur ISO de l'embout.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Terumo
<b>SKU leverancier</b>	AN*2038R1
<b>Composition</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Embase: polypropylène + master batch</li><li>• Canule: acier inoxydable</li><li>• Colle: colle époxy</li><li>• Lubrifiant: huile de silicone</li></ul>
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Non
<b>sku</b>	1012716
<b>Bevel</b>	Regular 11°
<b>Couleur</b>	Jaune
<b>Dimensions</b>	20G x 1 1/2"
<b>Dimensions en mm</b>	0,9 x 40 mm
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Procedures d'injection</b>	Intradermique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte