

## 1559856 - Gants d'examen stretch Vinyl - non-stérils - non-poudrés - crème - L - 10 x 100 pcs



### Déscription

Les gants d'examen en vinyle extensible Texa® sont conformes à AQL 1.5 et offrent un ajustement flexible qui s'adapte bien à la main. La forme ergonomique assure un maximum de confort et le bord roulé renforcé de la manchette empêche le gant de glisser sur le dos de la main. Les gants ont une élasticité plus élevée qu'un gant en vinyle ordinaire et sont sans poudre, ce qui convient particulièrement aux personnes allergiques au latex.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Texa
<b>Poudré</b>	Non
<b>Longueur de la manchette</b>	24 cm
<b>Composition</b>	Stretch vinyl
<b>sku</b>	1559856
<b>Couleur</b>	crème
<b>Stérile</b>	Non
<b>Taille</b>	L
<b>Type d'emballage</b>	Carton