

## 1540893 - Schiller Easy Pulse - compact automatic 3D CPR



### Déscription

Easy Pulse est un dispositif de compression thoracique mécanique portable. Il effectue de manière autonome des compressions thoraciques avec compression/décompression et vitesse selon les recommandations de l'ERC et de l'AHA. Cela laisse le sauveteur libre d'effectuer d'autres procédures de sauvetage.

Il est facile à utiliser. Il suffit au secouriste d'attacher une large sangle à la poitrine du patient et d'appuyer sur deux boutons pour commencer la RCP. Il dispose également d'un bouton permettant de mettre le massage en pause pour ventiler la victime ou pour déplacer la pompe sans l'éteindre. Easy Pulse, qui pèse 3,5 kg, peut être utilisé très facilement lors d'une intervention, pendant le transport de la victime et en milieu hospitalier.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Schiller
<b>sku</b>	1540893
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce