

## 1603848 - BD™ PosiFlush™ XS - seringue pré-remplie de NaCl 0,9% - 5 ml - bleu - 240 pcs



### Déscription

Les seringues BD PosiFlush™ SP sont destinées à une utilisation immédiate pour maintenir la perméabilité des dispositifs d'accès vasculaire. L'étiquetage clair, une meilleure visibilité du contenu de la seringue réduisent les risques d'erreurs d'administration. De plus, l'utilisation de flacons et d'ampoules en verre devient superflue. La seringue est conçue pour éviter le risque d'endommagement du cathéter. Les seringues BD PosiFlush™ SP ne sont pas destinées à la reconstitution de produits secs, à la dilution de médicaments ou à une thérapie intraveineuse avec du chlorure de sodium.

## Spécifications

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Marque                    | BD   |
| SKU leverancier           | 306571   |
| Composition               | Solution saline: chlorure de sodium 0,9 %, récipient: polypropylène, bouchon: polypropylène et colorante, stoppeur: elastomère, tige de piston: polypropylène, lubrifiant: huile de silicone |
| sku                       | 1603848  |
| Stérile                   | Oui  |
| Normes                    | ISO 15223-1  |
| Contenu                   | 5 ml   |
| Couleur                   | Bleu   |
| Etat des documents        | Expiré   |
| Méthode de sterilisation  | Vapeur   |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe III   |
| Type d'emballage          | Boîte  |