

1603848 - BD™ PosiFlush™ XS - seringue pré-remplie de NaCl 0,9% - 5 ml - bleu - 240 pcs



Déscription

Les seringues BD PosiFlush™ SP sont destinées à une utilisation immédiate pour maintenir la perméabilité des dispositifs d'accès vasculaire. L'étiquetage clair, une meilleure visibilité du contenu de la seringue réduisent les risques d'erreurs d'administration. De plus, l'utilisation de flacons et d'ampoules en verre devient superflue. La seringue est conçue pour éviter le risque d'endommagement du cathéter. Les seringues BD PosiFlush™ SP ne sont pas destinées à la reconstitution de produits secs, à la dilution de médicaments ou à une thérapie intraveineuse avec du chlorure de sodium.

Spécifications

Marque	BD
SKU leverancier	306571
Composition	Solution saline: chlorure de sodium 0,9 %, récipient: polypropylène, bouchon: polypropylène et colorante, stoppeur: elastomère, tige de piston: polypropylène, lubrifiant: huile de silicone
sku	1603848
Stérile	Oui
Normes	ISO 15223-1
Contenu	5 ml
Couleur	Bleu
Méthode de stérilisation	Vapeur
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Boîte