

1544370 - Aspirateur Aspira Plus - 1 pc



Déscription

L'aspirateur Aspira Plus de Flaemnuova professionnel à usage médical et chirurgical dans les établissements de santé, les hôpitaux, les soins à domicile et l'aspiration pharyngée. Le porte-bouteille peut être placé à droite ou à gauche et accueille une bouteille PC graduée de 1l. Ceux-ci et les tuyaux de raccordement en silicone peuvent être stérilisés pour une hygiène optimale. Il s'adapte sur un filtre hydrophobe et antibactérien. L'extérieur est en plastique qui assure une conception durable et est léger pour le transport avec une poignée intégrée.

Avantages

- Niveau de vide réglable
- Calme
- Le pot et le tube peuvent être stérilisés
- 20l/min
- · Porte-pot



Spécifications

Marque	flaem_nuova
Débit d'air max.	20 L/m
Volume de la gobelet	1000 ml
sku	1544370
Alimentation électrique	Alimentation secteur
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de conteneur	Conteneur autoclavable