

1540694 - Seca 385 pèse-bébé digitale avec pèse-personne amovible - classe III - 50 kg - 1 pc



Déscription

L'exceptionnelle flexibilité de ce pèse-bébé en fait une petite merveille : il suffit d'appuyer sur un bouton pour détacher la nacelle de son support. Vous obtenez alors un robuste pèse-personne pour enfant allant jusqu'à 50 kg (seca 385) / 20 kg (seca 384). Le mécanisme de jonction entre les deux éléments amovibles de l'appareil est absolument sûr, même lorsqu'on le soulève ou le transporte. La forme douce et arrondie de la nacelle procure au bébé une sensation de bien-être et de sécurité si importante pour lui ; la fonction « allaitement » (BMIF) permet de contrôler avec précision la quantité de lait ingérée.

Spécifications

Marque	Seca
Taxe Bèbat	0.05 EUR
Poids max.	50 kg
Mémoire	Non
Calibré	Oui
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1540694
Classe pèse personnes	Classe III
Gradation pèse-personnes	20 g < 20 kg > 50 g
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-bébés numériques