

1601475 - BruMed Masque chirurgical - avec élastiques auriculaires - type II - 3 couches - bleu - 1 x 50 pièces



Déscription

Le principal objectif de ce masque est de protéger les autres contre la propagation de l'air bactérien ou viral expiré par le porteur. De plus, il protège le porteur contre l'inhalation de substances virales ou bactériennes nuisibles.

Spécifications techniques :

- Conforme à la norme européenne (certification CE)
- EN14683 Efficacité de filtration bactérienne ? 98% Certifié
- Marquage CE sur la boîte + certificat
- Hypoallergénique

Spécifications

sku	1601475
Boucles d'oreilles	Oui
Valve	Non
Barette nasale	Oui
Produits similaires	Non
Couches	3 couches
Couleur	Bleu
Type d'emballage	Boîte
Type de masque	Masque chirurgical de type II