

1549992 - Thermomètre sans contact - NC 200 - 1 pc



Déscription

Le thermomètre sans contact **Microlife** NC 200 effectue automatiquement une mesure de température à une distance maximale de 5 cm. Cela vous offre le meilleur support pour une mesure rapide et facile du front, des objets ou de l'environnement en quelques secondes seulement. Le voyant lumineux vous indique si l'appareil est à la bonne distance pour une mesure correcte.

Spécifications

Marque	Microlife
Taxe Bemat	0.05 EUR
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Digital	Oui
Infrarouge	Oui
Alarme fièvre	Oui
Non contact	Oui
Embout souple	Non
Indicateur de piles faibles	Oui
Mémoire	Oui
sku	1549992
Normes	EN ISO 13485:2016
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de thermomètre	Thermomètre sans contact
Vitesse de mesure	3 sec