

## 1549992 - Thermomètre sans contact - NC 200 - 1 pc



### Déscription

Le thermomètre sans contact **Microlife** NC 200 effectue automatiquement une mesure de température à une distance maximale de 5 cm. Cela vous offre le meilleur support pour une mesure rapide et facile du front, des objets ou de l'environnement en quelques secondes seulement. Le voyant lumineux vous indique si l'appareil est à la bonne distance pour une mesure correcte.

## Spécifications

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Marque</b>                       | Microlife                      |
| <b>Taxe Bepat</b>                   | 0.05 EUR                       |
| <b>Fonction d'arrêt automatique</b> | Oui                            |
| <b>Digital</b>                      | Oui                            |
| <b>Infrarouge</b>                   | Oui                            |
| <b>Alarme fièvre</b>                | Oui                            |
| <b>Non contact</b>                  | Oui                            |
| <b>Embout souple</b>                | Non                            |
| <b>Indicateur de piles faibles</b>  | Oui                            |
| <b>Mémoire</b>                      | Oui                            |
| <b>sku</b>                          | 1549992                        |
| <b>Normes</b>                       | EN ISO 13485:2016              |
| <b>Réglementation Européenne</b>    | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| <b>Type d'emballage</b>             | Pièce                          |
| <b>Type de thermomètre</b>          | Thermomètre sans contact       |
| <b>Vitesse de mesure</b>            | 3 sec                          |