

## 1533310 - Hydroven 3



### Déscription

Hydroven® 3 est un système de compression pneumatique intermittente à 3 chambres mis au point pour traiter les troubles vasculaires suivants: œdèmes, lymphœdèmes, insuffisance veineuse chronique et des plaies aiguës et chroniques, notamment les ulcères veineux de jambe et les plaies post-opératoires.

Il peut être utilisé en complément des traitements par compression traditionnels sur des patients qui doivent rester immobiles, qui ne tolèrent pas la douleur associée aux traitements traditionnels ou qui n'ont pas bien réagi aux autres modalités de traitement.

L'appareil est fourni sans accessoires, voir les produits assortis pour les accessoires assortis.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Huntleigh
<b>sku</b>	1533310
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce