

1023470 - Fagron alcool de désinfection 90 % - 5 litres - 90 % dénaturé - 1 pc



Déscription

Un alcool désinfectant puissant contenant avec de l'éthanol dénaturé à 90% pratique de 5l qui agit rapidement après 30 secondes. Cette solution permet de désinfecter les surfaces et les instruments tels que les stéthoscopes.

Mode d'emploi: appliquer l'alcool désinfectant directement ou à l'aide d'une compresse stérile sur la peau ou les instruments.

Spécifications

Composition	ethyl alcohol, l'eau
Sans latex	Oui
sku	1023470
Produits similaires	Non
Type d'emballage	Pièce