

## 1559714 - HUMAN TECAR MAT - Rocking Box



### Déscription

Caractéristiques: cubes de différentes hauteurs avec une réponse élastique limitée. Ils peuvent être combinés avec des bases inclinables et instables.

Utilisation: exercices proprioceptifs.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Unibell
<b>Dimensions du produit</b>	L 75 cm, H 42 cm, L 90 cm
<b>sku</b>	1559714
<b>Réglementation Européenne</b>	2001/95/EC
<b>Taille</b>	90 cm x 75 cm x 42 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce