

1104712 - Accu-chek Safe-T-Pro Plus lancettes - 1 x 200 pcs



Déscription

3 profondeurs de piqûre réglables pour une flexibilité accrue et le confort du patient. L'extrémité de l'aiguille affûtée à trois dents assure une pénétration optimale de la peau et une piqûre pratiquement indolore. Utilisez-la chez les adultes, les enfants de moins d'un an et les nouveau-nés. Économisez de l'espace et des coûts en utilisant un seul type de lancette. L'usage unique élimine le risque de contamination croisée. Le mécanisme de piqûre unique élimine les piqûres accidentelles.

Spécifications

Marque	Roche
Avec autopiqueur	Non
sku	1104712
Catégorie de glucomètre	Systèmes et lancettes
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de lancette	Lancette de sécurité