

1560645 - CS-104 avec MS-12USB acquisition module + ETM software



Déscription

Le CARDIOVIT CS-104 combine toutes les caractéristiques essentielles et souhaitables pour réaliser des ECG à l'aide d'un système intégré.

Avec le CARDIOVIT CS-104, SCHILLER propose un système ECG complet, prêt à être utilisé dans les cabinets, les cliniques et hôpitaux. L'appareil comprend un ordinateur, un chariot et une module d'acquisition USB MS-12 et le software ETM.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Schiller |
| SKU leverancier | 0A.111000 + 5.111050 |
| sku | 1560645 |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Pièce |