

1552671 - Manumed Confort - 3-parties - modèle 623 jambes séparées - électrique



Déscription

La table de traitement universelle! Grâce à sa large parties dos et ses possibilités de réglage, cette table permet une position assise très confortable. Vous pouvez facilement faire passer le patient de la position allongée à la position assise sans aucun effort. Ceci rend cette table populaire non seulement pour les physiothérapeutes, mais aussi pour les médecins et spécialistes. La Manumed Confort est la table d'examen et de traitement incomparable par son agrément d'utilisation.

- La grande partie dos transforme ce produit en table d'examen idéale!
- Passage facile de la position assise à la position allongée par vérin à gaz
- Mise sur roulettes centralisée pour un déplacement rapide et facile de la table
- Réglage de la hauteur hydraulique (absence de câbles) ou électrique (facile, pratique, rapide)
- Parties jambières réglables individuellement (option)

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
Dimensions du produit	L 67 cm, L 200 cm
Hauteur	46 - 99 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Capacité de levage	200 kg
Temps de réglage de la hauteur	18 s
Accoudoirs	Non
Contrôle de hauteur standard	Commande périphérique
Fente nasale triangulaire	Fente nasale allongée
Nombre de parties	3-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce