

## 1600080 - Chaise de douche-toilet mobile Linido hauteur d'assise 53 cm - ouverture à l'avant – acier inoxydable poli blanc - 1 pc



### Déscription

La **chaise de douche-toilette mobile Linido** allie confort, stabilité et facilité d'utilisation. Avec un **siège de toilette en PUR doux** (avant ouvert), **accoudoirs ergonomiques** et **quatre roulettes robustes pivotantes (Ø125 mm)** avec double frein, cette chaise est idéale pour une douche et un usage toilette en toute sécurité – autonome ou placée au-dessus d'un WC.

Disponible **avec ou sans repose-pieds réglable en hauteur**. Le dossier est doté d'un revêtement HT durable et résistant à l'eau qui s'adapte à la température corporelle pour un confort supplémentaire.

#### Avantages en un coup d'œil :

- Siège doux et articulé (ouvert ou fermé)
- Acier inoxydable poli
- Accoudoirs relevables individuellement
- Roulettes durables avec double frein
- Structure tubulaire solide et résistante à l'eau
- Facile d'entretien et adapté aux espaces humides
- Accessoires tels que inserts et sièges de rechange disponibles
- Solide et robuste, offre un soutien fiable pour les utilisateurs jusqu'à 200 kg

## Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2136.1212-00
<b>Roues</b>	Oui
<b>sku</b>	1600080
<b>Accoudoirs</b>	Oui
<b>Dossier</b>	Oui
<b>Matériel</b>	Acier époxy
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce