


## 1000202 - Opsite post-op - 5 x 6,5 cm - 100 pcs



### Déscription

S&N Opsite Post Op est un pansement post-opératoire qui combine les avantages d'un film hautement perméable à l'humidité avec une compresse non adhérente protectrice et absorbante et un système d'application facile. La couche adhésive a des propriétés REACTIC™ qui réagissent à la présence d'humidité, résultant en un haut degré de perméabilité. Le pansement protège la plaie de la contamination et de l'infection croisée, réduit le risque de contamination exogène par des bactéries. Les coins arrondis réduisent le risque d'enroulement ou de desserrage, gardant le pansement en place plus longtemps. Convient pour le traitement des coupures et des écorchures, des plaies post-opératoires et des brûlures mineures.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Smith & Nephew
<b>Compresse</b>	Oui
<b>Perforé</b>	Non
<b>sku</b>	1000202
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Taille</b>	5 x 6,5 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte