

1544006 - Renol sangle abdominale sécurisée de déambulation avec fixations poignets - 1 pc



Déscription

Utilisez cette ceinture, qui se fixe au niveau de la taille, permet d'immobiliser les poignets du patient le long du corps, grâce au fixation intégré. Elle ne comprime pas la circulation et procure un grand confort. 2 niveaux de sécurité : un système velcro et un système avec serrure. Option nécessaire: 2 serrures+ 1 clé

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFB11650
Options nécessaires	3 serrures et 1 clé
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544006
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Serrures
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation abdominale
Usage de la fixation	Au lit/brancard