

## 1100975 - 3M™ Tegaderm™ hydrogel - 15 gr - 1 x 10 pcs



### Déscription

3M™ Tegaderm™ est un produit de soin des plaies stérile et amorphe spécialement conçu pour créer un environnement humide propice à une cicatrisation plus efficace. Comme les escarres, les plaies veineuses et diabétiques qui contiennent peu d'humidité et sont assez sèches. L'hydrogel ne contient pas de latex et ne contient pas de conservateurs.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Solventum
<b>sku</b>	1100975
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Contenu</b>	15 g
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Boîte