

## 1601367 - Lampe loupe à LED Vera - 1 pc



### Déscription

VERA est une lampe indispensable pour tout examen médical nécessitant minutie et précision. Sa loupe LED ronde est équipée d'une grande lentille en verre minéral de 12 cm de diamètre avec un grossissement sans distorsion de X 2,25 (5 dioptries) et dispose d'un capuchon de protection rétractable. VERA émet une lumière blanche homogène et non éblouissante. Son bras articulé en métal et sa rotule permettent un positionnement très précis et rapide, même d'une seule main.

### Spécifications

<b>Marque</b>	lid
<b>Normes</b>	EN 60 601 -1/-2-41
<b>sku</b>	1601367
<b>Lampe d'examination modèle</b>	Modèle de table
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce