


**1602027 - MONOCRYL™ Plus fil de suture 5/0 - 13 mm - 70 cm -
MCP493H - 36 pcs**



Déscription

MONOCRYL™ Plus est un fil de suture synthétique résorbable monofilament utilisé en chirurgie, fabriqué à partir d'un copolymère de glycolide et d'épsilon-caprolactone. Contrairement au fil de suture Monocryl classique, la version Plus contient un revêtement antibactérien (triclosan) qui aide à prévenir les infections.

Spécifications

Marque	Ethicon
SKU leverancier	MCP493H
Composition	Fil de suture : Polyglécaprone 25 (75 % glycolide, 25 % epsilon-caprolactone) - Revêtement antibactérien : Triclosan
sku	1602027
Stérile	Oui
Résorbable	Oui
Longueur du fil	70 cm
Couleur	Non teint
Epaisseur du fil	5/0
Longueur aiguille	13 mm
Type d'emballage	Boîte