

1619689 - Table d'examen Flex BasiX 3- hauteur variable électrique - avec des roues - Revêtement Fresh - Pagode Blue - 1 pc



Déscription

La BasiX 3 de Wesseling est une table très polyvalente. Grâce à son ouverture nasale et à son système de commande périphérique, elle est parfaitement adaptée à la physiothérapie. En optant pour le modèle Flex, la table est équipée de deux vérins à gaz sous la section centrale, permettant d'adopter la position dite « pli ». La répartition des surfaces garantit que le patient est toujours assis ou allongé dans une position confortable pendant le traitement. De plus, avec une hauteur maximale de 115 cm, chacun peut bénéficier d'une surface de travail ergonomique.

Attention : la couleur de la table telle qu'affichée sur l'image n'est pas contractuelle et peut varier par rapport à la réalité.

Spécifications

Marque	Wesseling
Dimensions du produit	L 64 cm, L 200 cm
Roues incluses	Non
Capacité de levage	175 kg
Hauteur réglable	Oui
Porte-rouleau de papier inclus	Non
sku	1619689
Accoudoirs	Non
Couleur	Pagode Blue
Fente nasale triangulaire	Fente nasale allongée
Nombre de parties	3-parties
Pli électrique	Qui
Réglage de la hauteur	Electrique
Type d'emballage	Pièce