

1006069 - Boîte à instruments - aluminium - 21 x 10 x 3 cm - 1 pc



Déscription

Cette boîte en acier inoxydable est utilisée pour le stockage des petits instruments chirurgicaux métalliques et leur stérilisation.

Spécifications

Marque	Michiels
Composition	Cette boîte en acier inoxydable est utilisée pour le stockage des petits instruments chirurgicaux métalliques et leur stérilisation.
sku	1006069
Matériel instruments	Aluminium
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille	21 x 10 x 3 cm
Type d'emballage	Pièce