

1618073 - Mobilyzer 2 - Porte-cylindre - diamètre 122 mm



Déscription

Accessoire voor Mobilyzer infuusstaander. De Mobilyzer kenmerkt zich door zijn bijzondere frame en voet. Dankzij de voet met vijf wielen ervaart de patiënt maximale stabiliteit. Het stuur is eenvoudig in hoogte te verstellen, zodat ook kinderen de Mobilyzer kunnen benutten.

Spécifications

| | |
|-------------------------|------------|
| Marque | TechniCare |
| sku | 1618073 |
| Type d'emballage | Pièce |