

## 1006653 - Seca 959 fauteuil pèse-personne avec accoudoirs et repose-pieds pivotants - classe III - 300 kg - 1 pc



### Déscription

Le seca 959 est l'original souvent copié parmi les fauteuils de pesée modernes. Son faible poids, sa flexibilité ainsi que ses accoudoirs et repose-pieds relevables facilitent considérablement le travail quotidien. Il est de haute qualité et sophistiqué, de l'intégration au système d'information de l'hôpital aux rouleaux empêchant une charge électrostatique. Grâce à la graduation d'une précision inégalée, le seca 959 fournit des résultats ultra précis même lors de la pesée d'enfants.

- Graduation par 50 g pour une mesure précise en position assise
- Accoudoirs relevables et repose-pieds repliables pour un accès facile
- Siège ergonomique pour procurer au patient un meilleur confort
- Convient aux patients souffrant d'obésité grâce à sa capacité de pesée allant jusqu'à 300 kg
- Ingénierie sophistiquée et construction robuste pour une excellente longévité
- Frein de blocage pour une stabilité optimale
- Transfert des données : Transférez directement les valeurs mesurées vers le dossier médical électronique des patients (DME)

## Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Dimensions du produit</b>	L 56.3 cm, H 89.7 cm, L 97.8 cm
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Oui
<b>Poids max.</b>	300 kg
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Oui
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1006653
<b>Classe pèse personnes</b>	Classe III
<b>Gradation pèse-personnes</b>	50 g < 150 kg > 100 g < 250 kg > 200 g
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-personne digitale pour fauteuil roulant