

1006653 - Seca 959 fauteuil pèse-personne avec accoudoirs et repose-pieds pivotants - classe III - 300 kg - 1 pc



Déscription

Le seca 959 est l'original souvent copié parmi les fauteuils de pesée modernes. Son faible poids, sa flexibilité ainsi que ses accoudoirs et repose-pieds relevables facilitent considérablement le travail quotidien. Il est de haute qualité et sophistiqué, de l'intégration au système d'information de l'hôpital aux rouleaux empêchant une charge électrostatique. Grâce à la graduation d'une précision inégalée, le seca 959 fournit des résultats ultra précis même lors de la pesée d'enfants.

- Graduation par 50 g pour une mesure précise en position assise
- Accoudoirs relevables et repose-pieds repliables pour un accès facile
- Siège ergonomique pour procurer au patient un meilleur confort
- Convient aux patients souffrant d'obésité grâce à sa capacité de pesée allant jusqu'à 300 kg
- Ingénierie sophistiquée et construction robuste pour une excellente longévité
- Frein de blocage pour une stabilité optimale
- Transfert des données : Transférez directement les valeurs mesurées vers le dossier médical électronique des patients (DME)

Spécifications

Marque	Seca
Dimensions du produit	L 56.3 cm, H 89.7 cm, L 97.8 cm
Mémoire	Non
Calibré	Oui
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Oui
Fonction de mise en marche automatique	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Poids max.	300 kg
sku	1006653
Classe pèse personnes	Classe III
Gradation pèse-personnes	50 g < 150 kg > 100 g < 250 kg > 200 g
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personne digitale pour fauteuil roulant