

1576658 - Housse en velours pour coussin Relax bébé XL - soft celadon - 1 pc



Déscription

Taie d'oreiller Fico relax pour oreiller bébé, pour garantir une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de munir l'oreiller d'une taie d'oreiller pour une hygiène optimale. De légères différences de couleur sont possibles, la housse en éponge est lavable à 85°C, Les housses sont lavables à 60°C.

Spécifications

Marque	Fico
sku	1576658
Couleur housse	Soft celadon
Lavable	60 °C
Marque du matériel de positionnement	Relax
Matériel	Fluweel
Type d'emballage	Pièce