

1544722 - Wannades® T - 5 litre - 1 pc



Déscription

Wannades® T est un concentré désinfectant pour la désinfection et le nettoyage des surfaces dans le domaine clinique et thérapeutique et pour d'autres médicaments non-invasifs. Wannades T est exempt d'aldéhydes et de phénols. Le produit fonctionne sur la base de composés d'ammonium quaternaire et présente une excellente compatibilité avec les matériaux ainsi qu'un retardateur de corrosion exceptionnel.

Spécifications

Marque	Dr Schumacher
sku	1544722
Contenu	5 l
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce