

1603842 - Insyte Autoguard™ - IV cathéter de sécurité avec ailettes - 20G x 1 1/4" - rose - 50 pcs



Déscription

Le cathéter IV **BD™** Insyte Autoguard™ avec ailettes et mécanisme de sécurité réduit le risque de blessures par piqûre d'aiguille. Le cathéter est fabriqué en biomatériau Vialon™, qui permet une insertion plus douce de l'aiguille dans le vaisseau sanguin permettant une longue durée in-situ. Le cathéter empêche les fuites de sang sur les vêtements, les chaussures à main ou le linge.

Attention: la couleur de la table comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.

Spécifications

Marque	BD
SKU leverancier	382934
sku	1603842
Stérile	Oui
Normes	EN ISO 13485
Débit	61 milliliter per minute
Diamètre externe cathéter	1.04 mm
Diamètre interne cathéter	0.84 mm
Couleur	Roze
Dimensions	20G x 1 1/4"
Dimensions en mm	1,1 x 30 mm
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte