

## 1603842 - Insyte Autoguard™ - IV cathéter de sécurité avec ailettes - 20G x 1 1/4" - rose - 50 pcs



### Déscription

Le cathéter IV **BD™** Insyte Autoguard™ avec ailettes et mécanisme de sécurité réduit le risque de blessures par piqûre d'aiguille. Le cathéter est fabriqué en biomatériau Vialon™, qui permet une insertion plus douce de l'aiguille dans le vaisseau sanguin permettant une longue durée in-situ. Le cathéter empêche les fuites de sang sur les vêtements, les chaussures à main ou le linge.

Attention: la couleur de la table comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.

## Spécifications

<b>Marque</b>	BD
<b>SKU leverancier</b>	382934
<b>sku</b>	1603842
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Normes</b>	EN ISO 13485
<b>Débit</b>	61 milliliter per minute
<b>Diamètre externe cathéter</b>	1.04 mm
<b>Diamètre interne cathéter</b>	0.84 mm
<b>Couleur</b>	Roze
<b>Dimensions</b>	20G x 1 1/4"
<b>Dimensions en mm</b>	1,1 x 30 mm
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte