

1532195 - AcuPulse System Frame



Déscription

AcuPulse est une station complète de resurfaçage au laser ablatif, dotée d'une technologie de pointe pour tous les besoins de resurfaçage esthétique. Doté de la technologie SuperPulse™ :

- Un rapport ablation/coagulation exceptionnel
- Obtenez la profondeur de traitement souhaitée avec un seul faisceau

Spécifications

| Marque | Lumenis |
|---------------------------|------------------------------|
| sku | 1532195 |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIb |
| Type d'emballage | Pièce |