

1533627 - Boîte d'hôpital avec 10 thermomètres axillaire - vert - 1 pc



Déscription

Le thermomètre axillaire de **Terumo** avec affichage digital est fabriqué en plastique résistant aux rayures et mesure la température corporelle à 0,1°. La durée de vie de la batterie est d'environ 3 ans à une fréquence d'utilisation de 3 à 4 fois par jour, avec environ 10 000 mesures et une plage de mesure de 23° à 42°. De plus, le thermomètre est étanche et peut donc être facilement désinfecté, y compris le capteur, l'affichage et la batterie. Le thermomètre a une fonction marche/arrêt automatique, lorsque le thermomètre est rangé dans le couvercle assorti, il s'éteint automatiquement. Cela garantit une longue durée de vie.

Remarque: la pile du thermomètre ne peut pas être remplacée. Si elle est épuisée, vous pouvez acheter un nouveau thermomètre chez nous et faire recycler l'ancien.

Mode prédictif

La température corporelle est calculée dans les 30 secondes (axillaires et orales).

Mode direct

La température est mesurée (axillaire : 5 min // orale : 10 min

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	ET*C205H
Taxe Bebat	0.05 EUR
Digital	Oui
Infrarouge	Non
Alarme fièvre	Oui
Non contact	Non
Embout souple	Non
Indicateur de piles faibles	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Mémoire	Non
sku	1533627
	Non
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de thermomètre	Thermomètre d'aisselle
Vitesse de mesure	30 sec