

## 1533627 - Boîte d'hôpital avec 10 thermomètres axillaire - vert - 1 pc



### Déscription

Le thermomètre axillaire de **Terumo** avec affichage digital est fabriqué en plastique résistant aux rayures et mesure la température corporelle à 0,1°. La durée de vie de la batterie est d'environ 3 ans à une fréquence d'utilisation de 3 à 4 fois par jour, avec environ 10 000 mesures et une plage de mesure de 23° à 42°. De plus, le thermomètre est étanche et peut donc être facilement désinfecté, y compris le capteur, l'affichage et la batterie. Le thermomètre a une fonction marche/arrêt automatique, lorsque le thermomètre est rangé dans le couvercle assorti, il s'éteint automatiquement. Cela garantit une longue durée de vie.

*Remarque: la pile du thermomètre ne peut pas être remplacée. Si elle est épuisée, vous pouvez acheter un nouveau thermomètre chez nous et faire recycler l'ancien.*

#### **Mode prédictif**

La température corporelle est calculée dans les 30 secondes (axillaires et orales).

#### **Mode direct**

La température est mesurée ( axillaire : 5 min // orale : 10 min

## Spécifications

<b>Marque</b>	Terumo
<b>SKU leverancier</b>	ET*C205H
<b>Digital</b>	Oui
<b>Infrarouge</b>	Non
<b>Alarme fièvre</b>	Oui
<b>Non contact</b>	Non
<b>Embout souple</b>	Non
<b>Taxe Bebat</b>	0.06 EUR
<b>Indicateur de piles faibles</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de thermomètre</b>	Thermomètre d'aisselle
<b>Vitesse de mesure</b>	30 sec