

## 1543987 - Renol sangles chevilles sécurisées de déambulation - 1 pc



### Déscription

Utilisez cette sangle pour immobiliser les chevilles du patient.  
Elles ne compressent pas la circulation et procure un grand confort.  
2 niveaux de sécurité : un système velcro et un système avec serrure.  
Option nécessaire: 2 serrures+ 1 clé

## Spécifications

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Marque</b>                    | Renol  |
| <b>SKU leverancier</b>           | RFA17400   |
| <b>Options nécessaires</b>       | 2 serrures et 1 clé  |
| <b>Normes</b>                    | EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008 |
| <b>sku</b>                       | 1543987  |
| <b>Catégorie de fixation</b>     | Ceintures  |
| <b>Fermeture</b>                 | Velcro + serrure   |
| <b>Largeur ceinture</b>          | Ne s'applique pas  |
| <b>Largeur sangles</b>           | Ne s'applique pas  |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe I   |
| <b>Taille de fixation</b>        | S – M  |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce  |
| <b>Type de fixation</b>          | Fixation cheville  |
| <b>Usage de la fixation</b>      | Ambulatoire  |