

1543987 - Renol sangles chevilles sécurisées de déambulation - 1 pc



Déscription

Utilisez cette sangle pour immobiliser les chevilles du patient.
Elles ne compressent pas la circulation et procure un grand confort.
2 niveaux de sécurité : un système velcro et un système avec serrure.
Option nécessaire: 2 serrures+ 1 clé

Spécifications

| | |
|----------------------------------|--|
| Marque | Renol |
| SKU leverancier | RFA17400 |
| Options nécessaires | 2 serrures et 1 clé |
| Normes | EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008 |
| sku | 1543987 |
| Catégorie de fixation | Ceintures |
| Fermeture | Velcro + serrure |
| Largeur ceinture | Ne s'applique pas |
| Largeur sangles | Ne s'applique pas |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Taille de fixation | S – M |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de fixation | Fixation cheville |
| Usage de la fixation | Ambulatoire |