

1577183 - PiezoWave 2 Touch - "Multi Use 4" - Incl. pièce à main F10 G4 - incl. chariot



Déscription

La **série MultiUse** de **Richard Wolf** élève la thérapie par ondes de choc à un niveau supérieur grâce à des extensions intelligentes et des solutions pratiques pour les environnements médicaux exigeants. Cette série avancée est conçue pour les professionnels souhaitant combiner plusieurs sources de thérapie et travailler efficacement sans compromis sur la facilité d'utilisation ou la précision.

Caractéristiques principales :

Support extensible pour sources de thérapie

Permet d'accueillir deux sources de thérapie supplémentaires, rangées de manière sûre et ordonnée – idéal pour les cliniques offrant une large gamme de traitements.

Générateur haute tension avancé

Un seul générateur qui pilote à la fois des sources de thérapie à simple et double couche, pour un contrôle optimal et une constance dans chaque traitement.

Compartiments de rangement pratiques

Deux supports de rangement pour électrodes à gel avec fixation assurent un espace de travail organisé et un accès rapide aux fournitures.

Pédale optionnelle

Commande mains libres des niveaux d'intensité et de l'activation des ondes de choc pour un confort et une précision de traitement accrus.

Manche fourni : Therapy Source F10 G10

La **source de thérapie F10G10** a été spécialement conçue pour les applications nécessitant une **pénétration profonde et une zone focale étendue**. Grâce à sa conception unique, cette tête de traitement peut atteindre efficacement plusieurs couches de tissus ainsi que des zones de traitement plus larges.

Avec une **profondeur de pénétration de 100 mm**, la F10G10 est idéale pour le traitement des **structures myofasciales profondes**, telles que les tendinopathies et les points trigger dans la **région de la hanche et des fesses**. Cet appareil est également parfaitement adapté en **urologie**, notamment pour le traitement du **syndrome de douleur pelvienne chronique (CPPS)**.

La **zone focale étendue** permet de traiter de plus grands volumes de tissu de manière homogène, tandis que la **EFD maximale de 0,32 mJ/mm²** garantit un transfert d'énergie sûr et contrôlé.

Un excellent choix pour les hôpitaux, centres de rééducation, urologues et spécialistes MSK souhaitant appliquer une thérapie par ondes de choc avancée sur des indications profondes ou étendues.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Elvation |
| sku | 1577183 |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIb |
| Type d'emballage | Pièce |