

## 1552255 - STATUS™ PACK 400 MAINS-LIBRES



### Déscription

Les ultrasons mains libres font la différence pour le patient et le thérapeute, il s'agit d'une méthode d'application statique sûre et efficace. L'applicateur STATUS™ est une tête de traitement par ultrasons multifréquences qui est intégrée dans une ventouse. En quelques secondes, l'applicateur peut être fixé au patient.

Peut être utilisé sur Sonopuls 490 et Sonopuls 492.

### Caractéristiques

- sont équipés en standard de 2 canaux totalement indépendants pour la thérapie par ultrasons
- comprennent les ultrasons "double canal", application simultanée de 2 traitements d'ultrasonothérapie
- offrent diverses options pour une thérapie par ultrasons dynamiques et ou statiques

### Spécifications

<b>Marque</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1552255
<b>Type d'emballage</b>	Pièce