

## 1551506 - VenaFlow Elite System



### Déscription

Système développé pour la prévention TVP (Thrombose Veineuse Profonde). Venaflow Elite combine deux technologies, notamment le gonflage raide et la compression intermittente afin d'imiter la marche et d'accélérer le flux veineux. Manchettes respirantes pour le mollet, le pied ou la cuisse contribuent au confort du patient et sont compatibles avec la même pompe.

- Compact & portable
- Crochet télescopique
- Autonomie batterie de 24h
- Détection de manchette automatique
- Compteur de conformité et alarmé
- Large gamme de manchettes

### Spécifications

<b>Marque</b>	DJO
<b>Type d'emballage</b>	Pièce