


## 1541223 - Housse en coton pour coussin Relax bébé XL - blanc - 1 pc



### Déscription

Taie d'oreiller Fico relax pour oreiller bébé, pour garantir une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de munir l'oreiller d'une taie d'oreiller pour une hygiène optimale. De légères différences de couleur sont possibles, la housse en éponge est lavable à 85°C, Les housses sont lavables à 60°C.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>sku</b>	1541223
<b>Couleur housse</b>	Blanc
<b>Lavable</b>	60 °C
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Matériel</b>	Coton
<b>Type d'emballage</b>	Pièce