

1010505 - Versatus™ I.V. cathéter - 18G x 32 mm - vert - 1 x 50 pcs



Déscription

Le cathéter I.V. Versatus™ ont une aiguille interne et se composent de 3 parties principales. Le cathéter se ramollit à la température du corps, ce qui augmente le confort du patient.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	SR*OF1832
Composition	<ul style="list-style-type: none">• Cathéter: polyuréthane + BaSO4• Embase de cathéter: polypropylène + master batch• Goupille de calage: acier inoxydable• Canule (aiguille interne): acier inoxydable• Raccord de l'aiguille: polycarbonate• Filtre: polyester - PVC chloré• Capuchon de protection: polypropylène + master batch• Protection: polypropylène
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Débit	99 milliliter per minute
Diamètre interne cathéter	0.95 mm
Diamètre externe cathéter	1.3 mm
sku	1010505
Mécanisme de sécurité	Non
Aiguille de sécurité	Non
Couleur	Vert
Dimensions	18G x 32 mm
Dimensions en mm	1,3 x 45 mm
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte