

1518933 - Biopsie punch - 4 mm - stérile - 1 x 20 pcs



Déscription

Poinçons à biopsie jetables stériles KAI avec lame en acier inoxydable et matériau plastique antidérapant pour une prise en main précise. Taille de chaque poinçon pour une identification rapide lors de la biopsie par carottage.

Spécifications

Marque	Gyneas
Composition	Acier inoxydable, matière synthétique antidérapant
Stérile	Oui
sku	1518933
Lavable/Disposable	Jetable
Qualité instruments	Jetable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Taille	4 mm
Type d'emballage	Boîte