

## 1013969 - Leukostrip - 13 x 102 mm - 50 x 6 pcs



### Déscription

Les bandes de plaies Leukostrip sont composées en 100% de polyamide avec une couche adhésive hypoallergénique qui permet une fermeture de plaie pratiquement indolore. Le matériau est élastique et s'étire en cas de gonflement. Leukostrip reprend sa forme initiale après la disparition de l'œdème. En remplaçant les sutures au troisième jour postopératoire par une suture de plaie avec Leukostrip, la cicatrisation au niveau de site d'insertion est minimisée, ce qui permet d'éviter autant que possible un "effet zip" disgracieux. Leukostrip peut être combiné avec des sutures sous-cutanées ou intracutanées ou être utilisé en plus de agrafes.

### Spécifications

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Smith & Nephew                 |
| <b>Composition</b>               | Polyamide                      |
| <b>sku</b>                       | 1013969                        |
| <b>Stérile</b>                   | Oui                            |
| <b>Couleur</b>                   | Blanc                          |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| <b>Taille</b>                    | 13 mm x 102 mm                 |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte                          |