


1501196 - 3M™ Comply™ Intégrateur chimique vapeur Thermalog™ - 8 x 250 pcs



Déscription

La technologie Moving Front appliquée à l'encre permet d'obtenir un résultat « Sûr ou Incertain. Peut être utilisé pour tous les cycles de stérilisation à la vapeur à 121 - 132 °C. La réponse obtenue est en corrélation avec celle d'un indicateur biologique au niveau de 3 valeurs de référence temps/température dans des conditions idéales de stérilisation à la vapeur.

Spécifications

Marque	3M™
sku	1501196
Produits similaires	Oui
Type d'emballage	Boîte