

## 1512572 - Schiller Adultes pads pre-connected fred easy - 1 pc



### Déscription

Le défibrillateur externe automatisé FRED easy rend la réanimation encore plus simple et plus efficace. Il représente l'appareil idéal pour les professionnels de la santé.

- Mode entièrement automatique : fixer les électrodes au patient, mettre l'appareil en marche et laisser l'appareil analyser et délivrer le choc si nécessaire.
- Mode semi-automatique : fixer les électrodes sur le patient, allumer l'appareil et suivre les instructions, appuyer sur le bouton de choc si l'appareil le recommande.
- Mode manuel : les médecins peuvent désactiver le mode DAE et décider s'ils veulent ou non procéder à une défibrillation.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Schiller
<b>sku</b>	1512572
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Type d'emballage</b>	Pièce