

1512572 - Schiller Adultes pads pre-connected fred easy - 1 pc



Déscription

Le défibrillateur externe automatisé FRED easy rend la réanimation encore plus simple et plus efficace. Il représente l'appareil idéal pour les professionnels de la santé.

- Mode entièrement automatique : fixer les électrodes au patient, mettre l'appareil en marche et laisser l'appareil analyser et délivrer le choc si nécessaire.
- Mode semi-automatique : fixer les électrodes sur le patient, allumer l'appareil et suivre les instructions, appuyer sur le bouton de choc si l'appareil le recommande.
- Mode manuel : les médecins peuvent désactiver le mode DAE et décider s'ils veulent ou non procéder à une défibrillation.

Spécifications

Marque	Schiller
sku	1512572
Type d'emballage	Pièce